

LiquiBand® Optima

Szybkie, precyzyjne i kontrolowane zamykanie ran.

Nasz aplikator ze skrzydełkami pozwala na **bezproblemową aktywację i kontrolowaną aplikację**.

					
CZAS POLIMERYZACJI 10 SEKUND	BARIERA MIKROBIOLOGICZNA	PRECYZYJNY APLIKATOR	BEZIGŁOWY	PRZECHOWYWANIE W TEMPERATURZE OTOCZENIA +5°C do +25°C	WYPRODUKOWANO W WIELKIEJ BRYTANII

✓ SKUTECZNE ZAMYKANIE RAN SKÓRY GŁOWY

- ▶ Bezpieczne, skuteczne i szybkie zamykanie ran skóry na głowie
- ▶ Precyzyjna końcówka idealna do obszarów o gęstym owłosieniu



✓ WIĘKSZE KORZYŚCI DLA PACJENTA¹

- ▶ Zapewnia doskonały efekt estetyczny po zabiegu
- ▶ Generuje niewielkie wydzielanie ciepła

✓ UNIKALNY APLIKATOR

- ▶ Aplikator ze skrzydełkami umożliwia łatwe i bezpieczne przygotowanie
- ▶ Zbiornik Visidome pozwala sprawdzić pozostałą ilość kleju.

✓ FORMUŁA NA BAZIE BUTYLO-CYJANOAKRYLANU

- ▶ Mocne i bezpieczne zamykanie ran
- ▶ Szybki 10-sekundowy czas schnięcia
- ▶ Kontrolowana aplikacja kleju

Instrukcja aplikacji LiquiBand® Optima

Miejscowy klej do skóry LiquiBand® Optima posiada unikalny aplikator ze skrzydełkami, ułatwiający bezpieczną i łatwą aktywację, a także precyzję i kontrolę.

✓ KROK 1

- ▶ Przed zamknięciem rany należy upewnić się, że jest ona czysta i osuszona.
- ▶ Trzymając w pozycji pionowej, ścisnąć skrzydełka aplikatora, aż do usłyszenia odgłosu pęknięcia.



✓ KROK 2

- ▶ Odwrócić końcówkę i delikatnie ścisnąć skrzydełka, aby przygotować urządzenie. Gdy końcówka wypełni się klejem, produkt LiquiBand® Optima jest gotowy do użycia.



✓ KROK 3

- ▶ Utrzymując krawędzie rany razem, nałożyć równomierną warstwę LiquiBand® Surgical S na całą długość rany.
- ▶ Przytrzymać krawędzie rany razem przez 10 sekund.



LiquiBand® Optima

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod produktu
0,8 g	10	OPT001

* W przypadku stosowania na obszarach o gęstym naturalnym owłosieniu należy zachować ostrożność podczas aplikacji, ponieważ nałożenie preparatu w nadmiernej ilości może spowodować uszkodzenie mieszków włosowych.