


PROMESH® T **PROMESH T**

Siatka dwuwymiarowa – Pleciony polipropylen
Two-dimensional Mesh – Knitted Polypropylene





Do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową lub otwartą
Hernias and incisional hernias by laparoscopy or open surgery

PROMESH® T



Dwuwymiarowa siatka polipropylenowa zbudowana z przeplatanych, monofilamentowych włókien:

- Gramatura: 96 g/m², wielkość porów: 1,1 x 1,1 mm
- Grubość siatki: 0,62 mm, grubość włókna: 0,15 mm
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Optymalna pamięć kształtu oraz wyjątkowa poręczność w zabiegach naprawczych wykonywanych techniką laparoskopową
- Wykonana z polipropylenu o udowodnionej tolerancji klinicznej^[1]



Przepuklina w blźnie pooperacyjnej
Incisional Hernia: open surgery view



Run-resistant two-dimensional knitted fabric made of polypropylene monofilament:

- Surfacic mass: 96 g/m², pore size: 1.1 x 1.1 mm
- Mesh thickness: 0.62 mm, fiber thickness: 0.15 mm
- High mechanical resistance
- Optimal shape memory and easy handling by laparoscopy
- Polypropylene structure with proven clinical tolerance^[1]

Kod produktu Reference	Rozmiar [cm] Size [cm]	Kształt Shape
PM0410FT	4,6 x 10,2	
PM0611	6,2 x 11,1	
PM0611FT	6,1 x 11,1	
PM0613FT	6 x 13,7	
PM0913	9 x 13	
PM0913PC	9 x 13,5	
PM1015	10,1 x 15,1	
PM1515	15 x 15	
PM1530	15 x 30	
PM2030	20 x 30	
PM3030	30 x 30	
PM3050	30 x 50	

Skontaktuj się z nami w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru.
Please contact us for other sizes.

Literatura: / Bibliography:

[1] Yilmaz Bilisel and Ilker Abci. The search for ideal hernia repair; mesh materials and types. International Journal of Surgery (2012) 1-5.



MADENS MACIEJ MARCINKOWSKI, ul. Zeromskiego 9, 60-544 Poznan
www.madens.pl ; e-mail: biuro@madens.pl
Tel/fax: +48 61 843 48 00

