

| | | | |
|-------|---------------------|------------------------|----------------|
| Ver 2 | KARTA WYROBU | Model RE | |
| | | Kody wyrobu | M35RE-01 M |
| | | | L35RE-01 L |
| | | | XL35RE-01 XL |
| | | | XXL35RE-01 XXL |

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| NAZWA WYROBU | STERYLNY FARTUCH CHIRURGICZNY - WZMOCNIONY PEŁNOBARIEROWY (JAŁOWY) | ZNAK HANDLOWY |
|---------------------|--|---------------|

| | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|---|--|
| BUDOWA | SUROWIEC: -FRONT FARTUCHA | WŁÓKNINA SMS LAMINAT PP + PE | GRAMATURA ±2 g/m ² | 35 g/m ² 45 g/m ² |
| | -TYŁ I BOKI FARTUCHA | WŁÓKNINA SMS | | 35 g/m ² |
| | -RĘKAWY | WŁÓKNINA SMS LAMINAT PP + PE | | 35 g/m ² 45 g/m ² |
| | -TROK | WŁÓKNINA SMS | | 35g/m ² |
| | -SPOSÓB ŁĄCZENIA | ZGRZEW ULTRADZWIĘKOWY | TAK | |
| | -MANKIET | DZIANINA POLIESTROWA | TAK | |
| | FARUCH | <ul style="list-style-type: none"> - ZPIĘCIE RZEPOWE W GÓRNEJ CZĘŚCI - RĘKAWY WYKOŃCZONE MANKIETEM - TROKI POŁĄCZONE KARTONIKIEM - POŁY FARTUCHA ZACHODZĄ NA SIEBIE - SPOSÓB ZŁOŻENIA UMOŻLIWIA APLIKACJĘ FATUCHA ZAPEWNIĄC ZACHOWANIE STERYLNOŚCI W CZĘŚCI PRZEDNIEJ I TYLNEJ - NIEPRZEMAKALNE WSTAWKI NA FRONCIE I RĘKAWACH CHONIĄ PRZED PRZENIKANIEM PŁYNÓW - W ZESTAWIE RĘCZNIKI DO OSUSZANIA RĄK- 2 SZT. | | |

| | |
|---------------|-----------|
| KOLORY | NIEBIESKI |
|---------------|-----------|

| | | | | |
|-------------------|-------------|---|--------------|----------|
| OPAKOWANIE | JEDNOSTKOWE | OWINIĘCIE STERYLNE FARTUCHA I ŚCIERCZEK OPAKOWANIE PAPIEROWO-FOLIOWE | ILOŚĆ | 1 SZTUK |
| | ZBIORCZE | KARTON | | 50 SZTUK |
| | OPIS | OPAKOWANIE POSIADA ETYKIETĘ Z - NAZWĄ WYROBU I SYMBOLEM ARTYKUŁU - ROZMIAREM WYROBU - SERIĄ DATĄ WAŻNOŚCI I DATĄ PRODUKCJI - OZNACZENIEM SPOSOBU STERYLIZACJI - OZNACZENIAMI INFORMACYJNYMI O WYROBIE - NAZWĄ WYTWÓRCY I AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA W UE - ZNAK CE I NUMER JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ NA OPAKOWANIU UMIESZCZONO DANE ADRESOWE IMPORTERA DO ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI OPAKOWANIA WYROBU DOŁĄCZONO TRZY SAMOPRZYLEPNE ETYKIETY (TAG) Z OZNACZENIEM WYROBU, WYTWÓRCY, SERII, DATY PRODUKCJI I DATY WAŻNOŚCI | | |

| | |
|---------------------|---|
| STERYLIZACJA | EO (TLENEK ETYLENU) WYRÓB ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ PRZEZ 3 LATA |
|---------------------|---|

| | | |
|--------------|--|----------------|
| UWAGI | WYRÓB NIE ZAWIERA LATEKSU, KAUCZUKU, KALAFONII WYRÓB ANTYSTATYCZNY WYRÓB ZGODNY Z: EN ISO13485 EN13795-1 | CE 0123 |
|--------------|--|----------------|

| | | | |
|---|---|--|--|
| WYTWÓRCA | Hygeia Medical Co.,Ltd. Flat 10H, Hechuan Tower, No. 2016, Yishan Road, 201103 Shanghai, Chiny | | |
| AUTORYZOWANY PREZDSTAWICIEL W UE | Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy | | |