

LiquiBand® Exceed™

Równomierne i precyzyjne zamykanie ran?
To proste!



✓ CZYSTA FORMYŁA OPARTA NA CYJANOAKRYLANIE 2-OKTYLU

- ▶ Maksymalizuje trwałość i elastyczność
- ▶ Zapewnia wysoką lepkość
- ▶ Zapewnia bezpośredni kontakt ze skórą

✓ WIODĄCA NA RYNKU WYDAJNOŚĆ

- ▶ 0,8 ml na aplikator pozwala na zamykanie ran o długości do 30 cm.
- ▶ Technologia zapobiegająca zatykaniu pozwala na wielokrotne używanie aplikatora przez okres do 90 minut podczas jednego zabiegu



✓ UNIKALNA KOŃCÓWKA APLIKATORA



- ▶ Eliptyczny kształt pozwala na wąską lub szeroką aplikację
- ▶ Porowata filcowa końcówka umożliwia przygotowanie produktu bez kapania i równomierną, jednolitą aplikację

✓ ŁATWY W UŻYCIU APLIKATOR

- ▶ Aplikator ze skrzydełkami umożliwia bezpieczną i łatwą aktywację
- ▶ Zapewnia kontrolowaną aplikację kleju


LiquiBand® Exceed™

Oferuje lepszą precyzję i kontrolowane dozowanie, z dodatkowymi zaletami nowej konstrukcji końcówki.



Kluczowe korzyści

- ✓ **Wysoka lepkość³**
 - ▶ Zapewnia optymalną elastyczność
- ✓ **Kontrolowane rozprowadzanie kleju⁴**
 - ▶ Aplikator zapewnia kontrolę podczas rozprowadzania kleju
- ✓ **Bariera mikrobiologiczna⁵**
 - ▶ Zapewnia barierę mikrobiologiczną przed drobnoustrojami Gram-dodatnimi, Gram-ujemnymi i grzybiczymi. Udowodniona skuteczność przeciwko S. aureus, P.aeruginosa, E.coli, Candida albicans i MRSA.
- ✓ **Lepsza wydajność kleju⁶**
 - ▶ Klej o pojemności 0,8 ml pozwala na pokrycie większych ran, o długości do 30 cm, dzięki czemu jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem
 - ▶ Możliwość wielokrotnego użycia u jednego pacjenta podczas jednego zabiegu, do 90 minut
- ✓ **Utrzymuje ranę zamkniętą przez cały proces gojenia⁷**
 - ▶ Klej pozostaje na skórze przez 5-10 dni i złuszcza się w naturalny sposób



LiquiBand® Exceed™

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod produktu
0,8 g	6	72014002