


LiquiBand® Exceed™ XS

Równomierne i precyzyjne zamykanie ran?
To proste!



✓ CZYSTA FORMUŁA OPARTA NA CYJANOAKRYLANIE 2-OKTYLU

- ▶ Maksymalizuje trwałość i elastyczność
- ▶ Zapewnia wysoką lepkość
- ▶ Zapewnia bezpośredni kontakt ze skórą

✓ TECHNOLOGIA ZAPOBIEGAJĄCA ZATYKANIU

- ▶ Końcówka nie zatyka się, umożliwiając stały przepływ kleju
- ▶ 0,4 ml kleju w pojedynczym aplikatorze zapewnia pokrycie powierzchni o długości około 7 cm

✓ UNIKALNA KOŃCÓWKA APLIKATORA

- ▶ Eliptyczny kształt pozwala na wąską lub szeroką aplikację
- ▶ Porowata filcowa końcówka umożliwia przygotowanie produktu bez kapania i równomierną, jednolitą aplikację

✓ ŁATWY W UŻYCIU APLIKATOR

- ▶ Aplikator ze skrzydełkami umożliwia bezpieczną i łatwą aktywację
- ▶ Zapewnia kontrolowaną aplikację kleju



LiquiBand® Exceed™

Oferuje lepszą precyzję i kontrolowane dozowanie, z dodatkowymi zaletami nowej konstrukcji końcówki.

LiquiBand® Exceed™ XS

- ▶ Pokrycie do 7 cm długości rany
- ▶ Końcówka zapobiegająca zatykaniu
- ▶ Idealny do małych nacięć i miejsc wprowadzenia portów laparoskopowych



LiquiBand® Exceed™

- ▶ Pokrycie do 30 cm długości rany
- ▶ Możliwość wielokrotnego użycia do 90 min podczas zabiegu
- ▶ Idealny do średnich i długich nacięć chirurgicznych



Kluczowe zalety

✓ Wysoka lepkość³

- ▶ Zapewnia optymalną elastyczność

✓ Kontrolowane rozprzeczanie kleju⁴

- ▶ Aplikator zapewnia kontrolę podczas rozprzeczania kleju

✓ Bariera mikrobiologiczna⁵

- ▶ Zapewnia barierę mikrobiologiczną przed drobnoustrojami Gram-dodatnimi, Gram-ujemnymi i grzybiczymi. Udowodniona skuteczność przeciwko S. aureus, Paeruginosa, E.coli, Candida albicans i MRSA.

✓ Formuła zapobiegająca zatykaniu⁶

- ▶ Pozwala użytkownikom pracować we własnym tempie
- ▶ Warstwa kleju pozostaje nienaruszona przez cały proces gojenia rany

✓ Utrzymuje ranę zamkniętą przez cały proces gojenia⁷

- ▶ Klej pozostaje na skórze przez 5-10 dni i złuszcza się w naturalny sposób



Zapewnia ochronę przed:

Bakteriami Gram-dodatnimi	Bakteriami Gram-ujemnymi	Grzybami
▶ S. Epidermidis	▶ Ps. Aeruginosa	▶ Asp. Brasiliensis (niger)
▶ S. Aureus & MRSA	▶ E. Coli	▶ C. Albicans
	▶ E. Cloacae	

LiquiBand® Exceed™ XS

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod produktu
0,4 g	6	72014020

LiquiBand® Exceed™

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod produktu
0,8 g	6	72014002



tel.: +44 (0) 1752 209 955
e-mail: info@liquiband.com
www: liquiband.com

Piśmiennictwo 1-77. Dane w aktach Advanced Medical Solutions (Plymouth) Ltd. 7: Dowson CC, A prospective, randomized controlled trial comparing n-butyl cyanoacrylate tissue adhesive (LiquiBand) with sutures for skin closure after laparoscopic general surgical procedures [Prospektywne, randomizowane badanie kontrolowane porównujące klej tkanekowy z n-butyl-2-cyanoakrylatu (LiquiBand) ze szwami do zamykania ran po laparoskopowych zabiegach chirurgii ogólnej]. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. czerwiec 2006;16(3):146-50. 8: Gorozpe-Calvillo JJ, Closure of the skin with cyanoacrylate in cesarean section [Zamykanie rany klejem cyanoakrylowym w cesarskim cięciu]. Ginecol Obstet Mex. październik 1999;67:491-6 IRM 06 0296

Advanced Medical Solutions (Plymouth) Ltd, Western Wood Way, Langage Science Park, Plympton, Plymouth, Devon, PL7 5BG, Wielka Brytania
© 2018. LiquiBand® and LiquiBand® Exceed™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi Advanced Medical Solutions (Plymouth) Ltd.