


Idealna gładkość – minimalna blizna

The threadway to quality scarring

ADVANTIME® **ADVANTIME**

Monofilament wchłaniający / Absorbable monofilament



**ADVANTIME® WSPIERA TKANKI MIĘKKIE W OKRESIE GOJENIA RANY,
JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIAJĄC DOSKONAŁY EFEKT KOSMETYCZNY**

**ADVANTIME® SUPPORTS SOFT TISSUE HEALING AND PROVIDES
EXCELLENT COSMETIC WOUND RESULTS**



NIĆ / THREAD

Monofilament wchłaniany, poliglecaprone 25 (PGA-CL)

Absorbable poliglecaprone 25 monofilament (PGA-CL)

Poręczność / Handling

- Gładki pasaż przez tkankę
- Łatwość sprowadzenia węzłów
- Jedwabisty w dotyku, doskonała poręczność
- Umożliwia równomierny rozkład naprężeń w szwie ciągłym, śródskórnym

- Smooth atraumatic tissue penetration
- Easy sliding of knots
- Silky touch, pleasing to handle
- Allows appropriate tightening for running intradermal sutures

Bezpieczeństwo / Security

- Pewność sprowadzonego węzła
- Okres podtrzymywania tkankowego: 21 - 28 dni
- Całkowity czas wchłaniania: 90 -120 dni
- Excellent knot reliability
- Optimal strength duration: 21 - 28 days
- Total absorption time: 90 -120 days



Jakość blizny / Scar quality

- Nieznaczny odczyn tkankowy
- Zmniejsza tworzenie zrostów
- Minimalna blizna

- Mild tissue reactivity
- Reduces postoperative adhesion
- Excellent scar quality

ADVANTIME®, nić idealna w technice szwu ciągłego, śródskórnego
ADVANTIME®, the ideal thread for running intradermal sutures

ADVANTIME® ADVANTIME

Monofilament o średnim okresie wchłaniania PGA-CL / Absorbable PGA-CL monofilament

IGŁA / NEEDLE

Doskonała penetracja tkanki Excellent tissue penetration

- Ulepszona konstrukcja ostrza igieł: okrągłej, okrągło-tnącej oraz tnącej dopasowana do wszystkich rodzajów tkanek
- Wysokiej jakości powłoka silikonowa
- Enhanced design of sharp Taper point, Cutting point and Tapercutting point (KL), suitable for all types of tissue
- High quality silicone coating

Odporność / Resistance

- Wysoka wytrzymałość na zginanie oraz plastyczność – najwyższej jakości stal nierdzewna (używana powszechnie w chirurgii sercowo-naczyniowej)
- High bending strength and ductility provided by high performance stainless steel (used in cardiovascular surgery)

OPAKOWANIE / PACKAGING

- Otwarcie w 2 krokach:
 - Rozdzierana aluminiowa saszetka
 - Bezpośredni dostęp do igły
- 2 step opening:
 - Aluminium tear pouch
 - Direct needle access



WSKAZANIA / INDICATIONS

- Chirurgia przewodu pokarmowego, otrzewnej
- Zespolenia chirurgiczne w urologii i ginekologii
- Chirurgia dziecięca
- Chirurgia kosmetyczna i rekonstrukcyjna: technika szwu ciągłego, śródskórnego
- Bile duct surgery, digestive tract and peritoneum
- Urologic and gynaecologic surgery
- Paediatric surgery
- Cosmetic and reconstructive surgery, running intradermal sutures

