


PROMESH[®] MEDIUM **PROMESH MEDIUM**

Siatka dwuwymiarowa – Pleciony polipropylen
Two-dimensional Mesh – Knitted Polypropylene





Do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową lub otwartą
oraz przepuklin w bliżnie pooperacyjnej techniką na otwarty
Hernias by laparoscopy or open surgery and incisional hernias by open surgery

PROMESH® MEDIUM



Dwuwymiarowa siatka zbudowana z przeplatanych, monofilamentowych włókien polipropylenu:

- Gramatura: 45 g/m², wielkość porów: 1,1 x 1,2 mm
- Grubość siatki: 0,4 mm, grubość włókna: 0,1 mm
- Transparentna
- Wysoka, wielokierunkowa wytrzymałość mechaniczna
- Optymalna pamięć kształtu oraz wyjątkowa poręczność w zabiegach naprawczych wykonywanych techniką laparoskopową
- Wykonana z polipropylenu o udowodnionej tolerancji klinicznej^[1]



Run-resistant two-dimensional knitted fabric made of polypropylene monofilament:

- Surfacic mass: 45 g/m², pore size: 1.1 x 1.2 mm
- Mesh thickness: 0.4 mm, fiber thickness: 0.1 mm
- Transparency
- High bi-directional mechanical resistance
- Optimal shape memory and easy handling by laparoscopy
- Polypropylene structure with proven clinical tolerance^[1]

Kod produktu Reference	Rozmiar [cm] Size [cm]	Kształt Shape
PMD0410FT	4 x 10	
PMD0611FT	6 x 11	
PMD0613FT	6 x 13	
PMD0913OV	9 x 13	
PMD0611	6 x 11	
PMD0913	9 x 13	
PMD1015	10 x 15	
PMD1515	15 x 15	
PMD1530	15 x 30	
PMD2030	20 x 30	
PMD3030	30 x 30	

Skontaktuj się z nami w celu doboru odpowiedniego rozmiaru.
Please contact us for other sizes.

Literatura: / Bibliography:

[1] Yilmaz Bilseil and Ilker Abci. The search for ideal hernia repair; mesh materials and types. International Journal of Surgery (2012) 1-5.



MADENS MACIEJ MARCINKOWSKI, ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań
www.madens.pl ; e-mail: biuro@madens.pl
Tel/fax: +48 61 843 48 00

