


LIQUIBAND[®] XL
SKIN CLOSURE SYSTEM

www.liquiband.com

OCHRONA

BEZ KOMPROMISÓW




 **LIQUIBAND[®]**
TOPICAL ADHESIVES

OCHRONA BEZ KOMPROMISÓW

**Zaprojektowany z myślą o potrzebach
zarówno pacjentów, jak i lekarzy**

LiquiBand® XL to produkt łączący w sobie zarówno podkład siatkowy, jak i płynny klej, który bezpiecznie utrzymuje duże i mocno napięte nacięcia skóry przez okres do 14 dni.*



Charakterystyczny aplikator skrzydełkowy

- Umożliwia łatwe nakładanie podkładu i kleju jedną ręką⁷

Wodoodporna warstwa

- Umożliwia pacjentom brać prysznic za zgodą lekarza^{1,*}

Samoprzylepny podkład siatkowy z sześciokątnymi oczkami

- Łatwy do przyklejenia, utrzymuje krawędzie skóry zamknięte podczas nakładania płynnego kleju

Stały czas schnięcia wynoszący zaledwie 60 sekund⁴

- Szybsze działanie w porównaniu z produktami wodącego konkurenta na rynku⁶

Nieinwazyjny system zamykania ran^{4,5}

- W porównaniu do szwów i zszywek, nie przebija skóry, zapewniając estetyczny wygląd bez śladów

Bariera mikrobiologiczna, która utrzymuje się tak długo, jak warstwa pozostaje nienaruszona^{2,3}

- Zapewnia ochronę przed drobnoustrojami gram-dodatnimi, gram-ujemnymi i grzybiczymi


Formuła kleju na bazie cyjanoakrylanu 2-oktylu

- Trwałość i skuteczność do 14 dni

Siła, na którą można liczyć...

LiquiBand® XL zapewnia porównywalną siłę zamknięcia rany w odniesieniu do innych systemów przeznaczonych do dużych ran^{8, 9} i jest silniejszy niż szwy 3-0 USP.^{③ 9, 10}


Skuteczność zamykania ran




...w krótszym czasie

LiquiBand® XL schnie szybciej niż wodące systemy do zamykania dużych ran⁶ i skutecznie zamyka nacięcia szybciej niż szwy.¹¹

Czas schnięcia



Czas zamknięcia rany



LIQUIBAND® XL

SKIN CLOSURE SYSTEM

OCHRONA BEZ KOMPROMISÓW



OPIS	IŁOŚĆ W OPAKOWANIU	KOD PRODUKTU
Podkład siatkowy 22 cm (1 pasek podkładu 22 cm x 4 cm, 1 aplikator kleju 2,7 g)	2	72014019
Podkład siatkowy 44 cm (2 paski podkładu 22 cm x 4 cm, 2 aplikatory kleju 2,7 g)	2	72014027
Podkład siatkowy 66 cm (3 paski podkładu 22 cm x 4 cm, 3 aplikatory kleju 2,7 g)	2	72014046

Advanced Medical Solutions Limited

Western Wood Way, Langage Science Park, Plymouth, Devon, PL7 5BG, Wielka Brytania

🌐 www.liquiband.com | ✉ info@liquiband.com | ☎ +44 (0) 1752 209 955



Advanced Medical Solutions

Piśmiennictwo: Dane w aktach Advanced Medical Solutions Ltd.

* Pełne informacje dotyczące stosowania znajdują się w instrukcji użycia.

© Na podstawie badań in vitro szwów poliamidowych 3-0 i 4-0 USP

LiquiBand® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Advanced Medical Solutions Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © Advanced Medical Solutions Limited 2023

IRM 06 0325 03